

# FlexiFit™ 432

FULL FACE MASK


## Produktbeschreibung

### FullFace-Maske



*Unsere zweite Generation von FullFace-Gesichtsmasken bietet ein weiches Schaumstoffpolster, das zusammen mit der stark konturierten Silikonauflage für bessere Abdichtung und mehr Tragekomfort sorgt.*


# FlexiFit™ 432 - FullFace-Maske



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004


Die FlexiFit™ 432 FullFace-Maske bietet mit einem weichen Schaumstoffpolster in Verbindung mit der Silikonauflage eine bessere Abdichtung und mehr Tragekomfort. Diese Alternative zur Nasen- oder Mundmaske wird gebrauchsfertig zusammengesetzt geliefert und ist sofort einsatzbereit.

## HERAUSRAGENDE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND THERAPIETREUE




### FlexiFit™-Technologie Selbstkonturierende Anpassung

Mit Schaumstoffpolster Die FlexiFit™ Technologie schmiegt sich automatisch den meisten Nasen- und Gesichtskonturen an, und die Maske lässt sich in einem einfachen Schritt ohne komplizierte Nachstellungen anpassen. Das Schaumstoffpolster verbessert die Abdichtung und den Tragekomfort.




### Glider™-Gleitband Anti-Leckagen-System

Das Glider™-Gleitband bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Leckagenvermeidung. Der Maskendruck bleibt konstant, auch wenn der Kopf zur Seite gedreht wird, so dass Leckagen auf ein Minimum reduziert werden.



### Unter-Kinn-Design Zusätzliche Stabilität

Die Anpassung bis unters Kinn bietet Stabilität, indem ein konstanter Referenzpunkt geboten wird. Dadurch bleibt die Abdichtung auch bei Kieferbewegungen in der Nacht erhalten.



### Leistungsstarke Ausatemöffnung Geräuscharmer Betrieb

Wartungsfrei Dieses angenehme Luftverteilersystem verhindert, dass Luft auf den Schlafpartner geblasen wird, und reduziert deutlich störende Geräusche.




### Premium mattierte Silikonauflage Optimale Abdichtungstechnologie

Diese Abdichtungstechnologie schmiegt sich sanft und weich an das Gesicht an und die feine, mattierte Oberfläche optimiert die Abdichtung.



### Oberes Kopfband Zusätzliche Stabilität

Zur Ergänzung des Unter-Kinn-Designs für maximale Stabilität. Ein Kinnband wird dadurch überflüssig.



### Funktionales Öffnungsband Abnehmen mit einem Handgriff

Ziehen Sie einfach am Öffnungsband und nehmen Sie das Kopfband mühelos mit einem Handgriff ab, ohne dass es ständig wieder nachgestellt werden muss. Dies schont die Klettbander. Das Sicherheitsventil gewährleistet freies Atmen auch bei Stromausfall.

## INHALT

- Komplette Maske mit Kopfbändern, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Die FlexiFit™ 432 Gesichtsmaske ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: Klein, Mittel, Groß
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELLNUMMER: HC432

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FISHER & PAYKEL HEALTHCARE FACHHÄNDLER:

**Deutschland** Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

**International** P O Box 14 348, Panmure Auckland 1741, Neuseeland Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 E-Mail: info@fphcare.com Internet: www.fphcare.com

**USA** Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australien** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Österreich** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

**China** Tel: +86 20 3205 3486 Fax: +86 20 3205 3495 **Frankreich** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Indien** Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044 **Irland** Tel: 1800 409 011

**Italien** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 **Netherlands** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **Spanien** Tel: +34 902 013 346

Fax: +34 902 013 379 **Schweiz** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Großbritannien (EU Autorisierte Vertretung)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146 **Nord-Irland** Tel: 0800 132 189