




Performance in
kompakter Form

Die nächste Generation der Dynamic Support Technology™

Die F&P Evora™ Vollmaske ist einzigartig gestaltet, um die Leistung während der Nacht zu optimieren.


Die Dynamic Support Technology kombiniert die Stabilisierungsflügel mit der Gleitdichtung, um Bewegungsfreiheit zu gewährleisten und die Maske an ihrem Platz zu halten.

Stabilität



bewerteten die Evora Full Maske als stabil oder sehr stabil¹

Leistung



bewerteten die Abdichtung der Evora Full Maske mit sehr gut oder gut²



Kopfband mit VentiCool™ Technologie
Atmungsaktives Kopfband, das Wärme und Feuchtigkeit entweichen lässt

Abnehmbarer Rahmen-Clip
Ermöglicht, dass die Kopfbandeinstellungen während der Anpassung und Reinigung an ihrem Platz bleiben

Abluftöffnungen
Entwickelt für minimales Geräusch

Berücksichtigung der Patientenpräferenz

Bis zu 60 % der Benutzer einer PAP-Therapie berichten über Probleme von beispielsweise schlechtem Sitz der Maske, Luftleckagen, Rötungen oder Hautreizungen und Klaustrophobie.³⁻⁹

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer neuen Maske das Maskendesign und die Vorlieben des Patienten.



erlebten beim Tragen der Evora Full Maske nie oder selten nicht beabsichtigte Luftleckagen in die Augen¹⁰



fühlten sich während der Nutzung der Evora Full Maske nie oder selten klaustrophobisch¹¹



Erhältliche Größen



XS

Extraklein

S-M

Klein bis Mittel

L

Groß



Std.

Standard

XL

Extragroß

Übersicht Anpassung



1. Einstellen des oberen Bands



2. Einstellen des unteren Bands



3. Kontrolle des Abstands

Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt zum Anpassen der Maske in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung der Evora Full.

Artikelnummern

Nummer	Beschreibung
EVFIXU	Evora Full Maske – Extraklein U-Modell
EVF1MU	Evora Full Maske – Klein bis Mittel U-Modell
EVF1LU	Evora Full Maske – Groß U-Modell
EVFIXXU	Evora Full Maske – Doppelmaskenkissen Extraklein, Extraklein U-Modell
EVF1MMU	Evora Full Maske – Doppelmaskenkissen Klein bis Mittel, Klein bis Mittel U-Modell
EVF1LLU	Evora Full Maske – Doppelmaskenkissen Groß, Groß U-Modell
EVFIXMLU	Evora Full Maske – Fit-Pack Extraklein, Klein bis Mittel, Groß U-Modell

Ersatzteile

Nummer	Beschreibung
400EVF111	Evora Full Maskenkissen – Extraklein Ersatzteil
400EVF112	Evora Full Maskenkissen – Klein bis Mittel Ersatzteil
400EVF113	Evora Full Maskenkissen – Groß Ersatzteil
400EVF121	Evora Full - Kopfband – Standard Ersatzteil
400EVF122	Evora Full - Kopfband – Extragroß Ersatzteil
400EVF151	Evora Full Schlauch – Ersatzteil
400EVF161	Evora Full Maskenrahmen – Ersatzteil
400FPH341	F&P Drehgelenk weiß

Die F&P Evora Full Maske ist in der F&P myMask™ App verfügbar

Unterweist die Patienten in der Verwendung der Maske durch Videos mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anpassung, Feineinstellung und Reinigung. Erfahren Sie mehr. Scannen Sie den QR-Code, oder laden Sie ihn direkt herunter.



1. 40 von 44 Teilnehmern bewerteten die Stabilität der Evora Full Maske als sehr stabil oder stabil. Interne Validierungsstudie mit 44 Teilnehmern in Neuseeland, durchgeführt 2020. 2. 39 von 43 Teilnehmern bewerteten die Abdichtung der Evora Full Maske mit sehr gut oder gut. Interne Validierungsstudie mit 44 Teilnehmern in Neuseeland, durchgeführt 2020. 3. Ewles et al 2018. doi:10.1183/13993003.congress-2018.pa2372. 4. Patout et al 2018. DOI: 10.1183/13993003.congress-2018.PA2378. 5. Andreu et al 2012. doi:10.1183/09031936.00013311. 6. Brown et al 2013. doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2011.06.010. 7. Nosedá et al 2009. doi:10.1016/j.sleep.2008.08.010. 8. Masa et al 2004. doi:10.1164/rccm.200312-1787OC. 9. Nussbaumer et al 2006. doi:10.1378/chest.129.3.638. 10. 41 von 44 Teilnehmern erlebten beim Schlafen mit der Evora Full Maske nie oder selten nicht beabsichtigte Luftleckagen in die Augen. Interne Validierungsstudie mit 44 Teilnehmern in Neuseeland, durchgeführt 2020. 11. 43 von 44 Teilnehmern fühlten sich während des Tragens der Evora Full Maske nie oder selten klaustrophobisch. Interne Validierungsstudie mit 44 Teilnehmern in Neuseeland, durchgeführt 2020.

iPhone ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.
F&P, Evora, myMask, Dynamic Support Technology und VentiCool sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.
REF 624478 REV A 2021-11 © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited