


FlexiFit™ 407

PREMIUM NASAL MASK


Produktbeschreibung

Premium Nasalmaske




Die FlexiFit™ 407 Premium Nasalmaske vereint die innovative FlexiFit™-Technologie und ihre selbstkonturierenden Eigenschaften mit dem einzigartigen Glider™-Gleitband für erstklassigen Tragekomfort und höchste Stabilität. Weitere Innovationen glänzen mit herausragenden Eigenschaften für eine neue Schlafdimension.

FlexiFit™ 407 Premium Nasalmaske




Die FlexiFit™ 407 Premium Nasalmaske glänzt mit einzigartigen Eigenschaften: eine perfektionierte, nasenbedeckende Maske, die erstklassig sitzt und durch ihre angenehme Leichtigkeit und ihr durchdachtes Design besticht – qualifiziert für die Zukunft. Das Stretchgear™ Kopfband sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort und das wartungsfreie Ausatemventil gewährleistet einen leisen, störungsfreien Betrieb. Die FlexiFit™ 407 Premium Nasalmaske ist gebrauchsfertig zusammengesetzt und aus der Packung einsatzbereit. „Erleben Sie Effizienz, die sich durchsetzt.“

HERAUSRAGENDE MASKENMERKMALE FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT, TRAGEKOMFORT UND COMPLIANCE




FlexiFit™-Technologie Selbstkonturierende Anpassung

Mit Schaumstoffpolster
Die FlexiFit™-Technologie schmiegt sich automatisch den meisten Nasen- und Gesichtskonturen an, was die Anpassung erleichtert und komplizierte Nachstellungen überflüssig macht.



Glider™-Gleitband Anti-Leckagen-System

Das Glider™-Gleitband bietet größtmögliche Bewegungsfreiheit bei gleichzeitiger Leckagenvermeidung. Der Maskendruck bleibt konstant, auch wenn der Kopf zur Seite gedreht wird, so dass Leckagen auf ein Minimum reduziert werden.




Stretchgear™ Kopfband Deluxe Kopfbandsystem

Ein spezielles, elastisches Kopfbandsystem, das für gleichmäßigen Maskendruck sorgt, wenn der Kopf nach oben oder unten bewegt wird.




Premium mattierte Silikonauflage Optimierte Abdichtungstechnologie

Diese Abdichtungstechnologie schmiegt sich sanft und weich an das Gesicht an und die feine, mattierte Textur optimiert die Abdichtung.




Leistungsstarkes Ausatemventil Geräuscharmer Betrieb

Wartungsfrei
Dieses angenehme Luftverteilersystem verhindert, dass Luft auf den Schlafpartner geblasen wird, und reduziert deutlich störende Geräusche.



Glider™-Gleitbandhaken Mit einem Handgriff zu öffnen

Problemloses Abnehmen des Kopfbandes. Durch den Ein-/Aushakmechanismus wird das Klettband dauerhaft geschont und die gewählte Größeneinstellung nicht verändert.



Verdeckte Kopfband-Aushaköffnung Abnehmen mit einem Handgriff

Das einfache Abnehmen des Kopfbandes ermöglicht das erneute Anlegen ohne weitere Anpassung – auch hier werden die Klettbänder geschont!

INHALT

- Komplette Maske mit Kopfbändern, gebrauchsfertig zusammengesetzt
- Einteilige Silikonauflage in einer Größe mit einer den meisten Patienten gerechten Passform
- Anwenderfreundliche Bedienungsanleitung

BESTELLNUMMER: HC407

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM FISHER & PAYKEL HEALTHCARE FACHHÄNDLER:

Deutschland Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99

International PO Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Neuseeland Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 E-Mail: info@fphcare.com Internet: www.fphcare.com

USA Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australien** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Österreich** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Frankreich** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221

Indien Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irland** Tel: 1800 409 011 **Italien** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206

Spanien Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Schweiz** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Großbritannien (EU Autorisierte Vertretung)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Nord-Irland Tel: 0800 132 189