


Eine minimalistische Maske, wenn Patienten das Diskrete mögen

**Die Nasenpolstermaske AirFit P10 ist minimalistisch konzipiert und fällt kaum auf – genau richtig für Patienten, die klaustrophobisch sind oder andere Masken als aufdringlich empfinden.** Die Ausatemöffnungen aus Maschengewebe verhindern laute Atemgeräusche<sup>1</sup> und sorgen für eine schlaffördernde Umgebung im Schlafzimmer. Durch ein elastisches, anpassbares Doppelkopfband ist die Maske einfach einstellbar.<sup>2</sup> Die Nasenpolster bieten gute Dichtigkeit<sup>2</sup> und das Gefühl eines stabilen Sitzes während der Nacht.



# Einfach, leise<sup>2</sup> und leicht anzupassen

Das minimalistische Design sorgt für ein ungestörtes Sichtfeld und eliminiert das Risiko einer Reizung des Nasenrückens.



## Technische Daten

<b>Produktklasse nach Verordnung MDR (EU) 2017/745</b> II a		<b>Gewicht</b> Maskensystem inkl. Kopfband (ohne Verpackung)	Größen: XS/S/M: 46 g Größe: L: 47 g
<b>Therapiedruck</b>	4 bis 20 cm H <sub>2</sub> O (hPa)	<b>Umgebungsbedingungen</b>	Temperatur im Betrieb: +5 °C bis +40°C Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 15 % bis 95 % (ohne Kondensation) Aufbewahrungs- und Transporttemperaturen: -20°C bis +60°C
<b>Totraumvolumen</b> (Leervolumen der Maske bis zum Drehadapter)	Größe L: 123 ml	Aufbewahrungs- und Transportluftfeuchtigkeit	bis zu 95 % relative Feuchtigkeit ohne Kondensation
<b>Widerstand</b> Gemessener Druckabfall (Sollwert)	bei 50 l/min: 0,4 cm H <sub>2</sub> O bei 100 l/min: 1,4 cm H <sub>2</sub> O	<b>Schlauchanschluss</b>	Konus nach EN ISO 5356-1 Ø 22 mm (männl.)
<b>Geräusche</b> Angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswerte nach ISO 4871:		<b>Maskeneinstelloptionen</b> für AirSense/AirCurve/S9:	Nasenpolster
• Schalldruckpegel:	13 dB(A)	<b>Hinweis</b>	Das Maskensystem ist PVC- und DEHP-frei und enthält kein Latex aus Naturkautschuk.
• Schallleistungspegel:	21 dB(A)		
• Unsicherheitsfaktor:	3 dB(A)		
<b>Abmessungen</b> (H x B x T) Maske mit Verbindungsschlauch (kein Kopfband)	590 x 149 x 30 mm		

## Artikelnummern

Bezeichnung	Artikelnummer	HMV-Pos.-Nr.
AirFit P10 Maskenset*	62901	14.24.16.3024
AirFit P10 for Her Maskenset**	62911	

Informationen zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, die vor und während der Verwendung des Produkts zu beachten sind, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

1 Geräuschpegel von 21 dB(A) – siehe Gebrauchsanweisung AirFit P10.  
2 ResMed externe unveröffentlichte klinische Studie über 7 Nächte mit 21 ResMed-Patienten, durchgeführt zwischen 09/05/2013 – 04/06/2013. ID A2965853.

\* Die Maske wird mit Nasenpolstern der Größen S, M und L geliefert.  
\*\* Die Maske wird mit Nasenpolstern der Größen XS, S und M geliefert.



Mehr Informationen finden Sie in unserem Maskenkatalog unter [Lead.me/Maskenkatalog](https://lead.me/Maskenkatalog) oder scannen Sie den QR-Code.



Gebrauchsanweisungen, Desinfektionsanleitungen und weitere Produktinformationen finden Sie im Support-Center unter [Lead.me/support-center](https://lead.me/support-center) oder scannen Sie den QR-Code.