

Swift™ FX

NASENPOLSTER-MASKE

Perfekt in allen Lagen

Die Swift FX ist bequem, leicht, weich und einfach zu verwenden – fast als wäre sie gar nicht da! Dank minimalem Gesichtskontakt und dezentem Design fällt die tägliche Nutzung extrem leicht.

VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN

Rundherum höchster Komfort

- Von den Nasenpolstern bis zu den weichen seitlichen Bändern mit Komfortpolstern – das gesamte System ist auf höchsten Komfort ausgelegt.

Stabiler Sitz auch bei Bewegungen

- Die doppelwandigen Polster sowie deren flexible Basis sorgen für stabilen Sitz – auch bei Bewegungen.
- Der leichte, flexibel dehnbare Atemschlauch minimiert die Kräfte an der Maske und sorgt somit für zusätzliche Stabilität.

Fast nicht zu spüren

- Das minimalistische Design der Swift FX vermittelt ein spürbares und sichtbares Empfinden von Freiheit.

Unabhängig von festen Schlafpositionen

- Swift FX Benutzer können ihre Schlafposition frei wählen. Maskendesign und kurzer Schlauch sorgen für sicheren Sitz.

Fast geräuschloser Betrieb

- Die innovative Ausatemöffnung verteilt den Luftstrom so effektiv, dass die Geräuschentwicklung der Maske bei nur noch 25 dBA liegt.*** Ein ruhiger Schlaf ist also gewährleistet.

WEITERE VORTEILE

Intuitives Anlegen im Handumdrehen

- Nach Ermittlung der richtigen Polstergröße ist die Anpassung ein Kinderspiel.

Hervorragende Dichtigkeit auch bei hohen Druckwerten

- Selbst bei höheren Behandlungsdrücken* bleiben bequemer Maskensitz und wirksame Abdichtung erhalten.

Höhere Therapieakzeptanz

- Das attraktive Design der Swift FX hilft Vorbehalte gegen die Therapie zu verringern und die positive Einstellung zu deren Nutzung zu fördern.

Einfache Anpassung, passt über 95% der Patienten**

- Swift FX wird mit drei Polstergrößen geliefert, die den meisten Patienten passen. Polster der Größe Extra-Small sind separat erhältlich.

Leichte Handhabung

- Swift FX hat nur sehr wenige Bestandteile und ist extrem leicht zu reinigen und handzuhaben.

Problemlose Einweisung

- Gebrauchsanweisung und Online-Support erleichtern die kompetente Einweisung der Benutzer.

- Einfach angenehm weich und stabil
- Sitzt sicher in jeder Schlafposition
- Fördert die Compliance
- Intuitives Anlegen im Handumdrehen
- Dicht und stabil auch bei erhöhtem Druckbedarf
- Ermöglicht einen besseren Schlaf

*in klinischen Tests für bis zu 20 cm H₂O getestet

**laut Marktstudien von ResMed

***angegebener Zweizahl-Geräuschemissionswert (mit einem Unsicherheitsfaktor von 3 dBA) gemäß ISO 4871



Swift FX
frisurfreundlich



Samtweicher, sicherer Sitz

Die doppelwandigen Nasenpolster sorgen gleich beim Anlegen für bequemen Sitz und leiten die Luft sanft zur Nase.



Bewegungsfreiheit, Stabilität und Komfort

Die flexiblen Polster sind frei beweglich.

Das um 360° drehbare Kniestück bewegt sich geschmeidig und reibungslos.


Der leichte Verbindungsschlauch ist flexibel und problemlos biege- und dehnbar.



Sofort bequem dank einfacher Handhabung
Der einfache obere Clip rastet sicher im Außenprofil des Kopfbandes ein.

Passt wie angegossen
Das weiche Silikon-Kopfband bedarf minimaler Anpassung – die Standardeinstellung passt fast immer.

Kinderleichte Feineinstellung
Flaches hinteres Band mit Verschlüssen.




Komfortpolster
Samtweich und angenehm erhöhen sie den Tragekomfort und sind leicht waschbar

Leicht zu reinigen und zusammen zu bauen
Schlüssel-Schloss-Prinzip für leichtes Anbringen und Abnehmen der seitlichen Bänder. Größe und Namensbezeichnung weisen bei korrektem Zusammenbau nach außen.

Für einen erholsamen Schlaf
Die Ausatemöffnungen leiten die Luft leise ab - weg von Anwender und Partner

Komfort für Seitenschläfer
Schmaler Maskenkörper mit flexiblem, integriertem Sockel.

Überreicht durch:



ARTIKELNUMMER

Swift FX
Nasenpolster-Maske **61501**

Hilfsmittelnr. 14.24.16.3011